

Photo Masaaki Abe

Index

祝 500号記念 FBNews創刊500号によせて 今井 裕・甲斐 倫明・草間 朋子・佐々木康人・杉浦 紳之	
高橋 明男・高橋 浩之・中澤 靖夫・畑澤 順・松田 尚樹 山下 孝	1
[こころの散歩道] 1年の月の話中村 尚司	10
「JIS Z 4345:2017 X・γ線及びβ線用受動形個人線量計測装置 並びに環境線量計測装置」に対応したガラスリング改良のご紹介…	11
図説 量子ビーム・放射線利用 -第1回 序論岡田 漱平	15
平成30年度放射線安全取扱部会年次大会(第59回放射線管理研修会)…	18
[サービス部門からのお願い] ガラスバッジの装着について	19



*五十音順にて掲載させていただきます。

FBNews創刊500号に寄せて



公益社団法人日本医学放射線学会 理事長 今井 裕

この度、フイルムバッジ・ニュースが、創 刊500号を迎えられたことに、心からお祝い 申し上げます。放射線業務従事者、とくに医 療においては放射線医療に携わる診療従事者 の外部被ばく線量を測定するフイルムバッジ の意義は、極めて重要です。1895年11月8日 にWilhelm Conrad Röentgenが、X線を発見 して以来、Röentgen自身も皮膚障害や脱毛 などのX線障害について気付いており、鉛板 を用いて防護をしていたとの記録もあります。 その後、多くの研究者や学会により、X線の 有用性のほかに障害についても研究されるよ うになりました。そして、1907年10月にX線 管球職人であったRome Vernon Wagnerは、 感光板をポケットに入れ、毎晩、どの位被ば くしたかを調べていることをAmerican Roentgen Rav Society の会議に報告しています。 これは、まさにX線の個人モニタリング測定、 すなわちフイルムバッジの原点であったと思 われます。しかし、当時はあまり注目されま せんでした。そして1920年代になって、Hermann I. MullerによるX線照射により突然変 異が誘導されること、さらに染色体異常が生 じることが知られるようになり、個人モニタ リング測定が注目されるようになったのです。 我が国における個人線量計の研究は、1951年 頃からはじめられ、1954年の暮れに千代田レ ントゲン(現在の千代田テクノル)がフイル ムバッジによる個人線量測定サービスを開始 したのがはじめです。

日本医学放射線学会では、国民が安心して 放射線医療を受けられるように医療被ばく低 滅にむけての種々の取り組みをしています。 これは単に医療機器の改良による被ばく低減 のみならず、検査オーダーでの適切な検査選 択を考えるChoosing Wisely、あるいは画像 バイオマーカーの標準化の概念の導入など、 異なる複数の取り組みによる大きなフレーム ワークでの医療被ばく低減を検討しています。 そして、これらの作業は同時に医療における 放射線業務従事者自身の被ばく低減にも直結 します。とくに最近問題となっているのは、 IVRにおける医療被ばくで、術者や介助者ら に対する被ばく管理の重要性です。IVRを実 施している際に、術者がその作業中における 患者や術者自身の被ばく線量を常に検知し、 リアルタイムに表示する線量計なども必要な 時代になると思われます。

FBNewsが今後もより多くの方々に愛読され、重要な情報を発信することにより我が国の安全な放射線医療の発展に寄与されることを心から祈っております。



個人線量計の役割



一般社団法人日本保健物理学会 会長 甲斐 倫明

FBNewsが創刊500号を迎えたことを心からお祝い申し上げます。保健物理の道を歩み始めた大学院生時代から約40年、FBNewsを個人線量に関する有益な情報誌として活用してまいりました。

職業被ばくの管理に個人線量計が果たす役割はこれまで以上に大きなものになってきて

いると感じております。放射線障害防止上、法令の線量限度を超えないよう測定によって把握し、その結果によっては作業環境を改善したり、作業計画を見直すといったフィードバックとして個人線量を活用することも少なくなってきたように見えます。一定した作業環境の場であればそれを測定することで個人線量が推定できますので、個人線量は最終的な確認の意味で測定されてきたとこれまでは理解されてきたように思えます。

しかし、福島事故の経験や現存被ばく状況の放射線防護が重要視されると、状況が変わってきました。事故後の廃炉に向けた放射線環境での作業や、NORM(自然起源放射性物質)利用における作業では個人線量の測定が場の状況を把握する手段にもなってくるでしょう。また、計画被ばく状況においても、水晶体の線量限度の低減によって、複雑で一定しない作業の下では水晶体の線量を測定することが医療においてはとくに重要になってきています。

事故のような非日常的な状況においては、放 射線の測定が信頼できる情報を与えるという 点で多くの住民や支援者が測定を通して自ら の被ばくの状況を把握する手段としてきました。 その中で、福島事故後の汚染した地域では、 個人線量を測定することは生活の中で日常的 に受ける、より正確な情報を提供することにな ることがわかってきました。測定した個人線量 を規準値や参考レベルと比較するだけでなく、 最適化するための防護の情報として利用する ことで生活を改善したり、さらには生活者が自 らの状況を把握する手段となることです。これ は、これまで、個人線量計は職業被ばく管理 の専売特許と考えてきましたが、事故後の被 ばく状況では住民の放射線防護にも活用でき ることは事故からの教訓となりました。

最後に、すべての職業人の線量を一元化して登録して把握する国家線量登録システムの

確立を放射線防護関係者は1日でも早く実現したいと考えています。そのときには、FB Newsの役割が変わってくるかもしれませんが、個人線量計の役割は今一層重要なものになっていくことでしょう。



リスクコミュニケーションに 長けた看護職の育成を目指して



一般社団法人日本放射線看護学会 理事長 草間 朋子

この度は、500号の節目を迎えた「FBNews」に執筆する機会を与えていただき感謝申し上げます。

放射線防護・安全の領域に足を踏み入れて、 50年以上が経ちました。

この間に経験した二つの大きな原子力発電 所の事故は、私たちが、放射線防護・安全の 専門家としてステークホルダーとの直接的あ るいは間接的な係わりをもつ努力が足りな かったことを痛感させられました。

1986年のチェルノブイリ原子力発電所の事故では、学生や学生の保護者までが「放射線」「原子力」に対してさまざまな形で拒否反応を示したことを今でも鮮明に覚えております。2011年の福島第一原子力発電所の事故では、放射線利用と最も密接な関係にある看護職をはじめとした医療スタッフの「放射線被ばく」「放射線防護・安全」に関する知識・技術の不足を痛感しました。

この二つの事故で抱いた想いを少しでも解 決できたらと思いつつ、現在、看護職の人材 育成に携わっております。 さらに、福島の事故を契機に、かつての同僚たちと協働・連携し、「放射線」と「看護」を統合した「放射線看護」を確立することを目指しております。患者さんたちにとって最も身近な医療スタッフである看護職が、効果的な放射線に係るリスクコミュニケーションを図っていくことにより、今後の放射線利用のさらなる進化・発展に貢献できるのではないかとの期待を込めております。

つい先日一般の方から、新生児に対して実施されたCT検査に対する相談を受ける機会があり、医療スタッフの放射線診療におけるインフォームドコンセントの徹底の必要性を痛感し、医療領域での放射線防護・安全の人材育成の道程の遠いことを実感しました。

人生100年時代を迎え、超高齢社会、人口減少社会を迎えているわが国で、生産年齢の人々の負担をできるだけ軽減できればと「生涯現役」のつもりで、看護職を中心に、放射線防護領域の人材育成に向けて知恵をしぼってまいります。

イオンビームを使って生まれた新品種の菊の写真を目にし、農業分野での放射線を利用したゲノム編集技術の進化に感動しました。この感動を一般の人々に伝えていくことも私たちの役割であると改めて認識しております。



祝創刊500号



公益財団法人放射線影響協会 理事長 佐々木康人

「FBNews」創刊500号達成をお祝い申し上 げます。編集長と編集委員会の卓抜した企画 力と不断のご努力に敬意を表します。

平成23年3月11日の東日本大震災と巨大津 波に続発した福島第一原子力発電所事故(福 島事故)の対応に関わった専門家の中で、放 射線健康影響の理解をどのように深め、説明 するか悩んだ経験がある方は多いと思います。 身近な例をあげれば、日本学術会議臨床医学 委員会放射線防護・リスクマネジメント分科 会は、「報告 子どもの放射線被ばくの影響 と今後の課題 |を昨年9月に公表しましたが、 批判を含む多くの話題を提供しています。議 論の絶えない直線しきい値なし(Linear Non-Threshold: LNT) モデルについて、米国放 射線防護審議会(National Council on Radiation Protection and Measurements: NCRP) は最新知見を発表しました (Isotope News 本年4月号、保健物理6月号参照)。また、 「FBNews」はわかり易い記事を適時掲載し て、放射線の理解促進に貢献してきました。

放射線健康影響を評価するには被ばく線量が必要です。個人線量モニタリングに用いるフイルムバッジ(FB)から切り替わったガラスバッジ(GB)測定件数が、平成30年1月12日に累計6,000万件を達成したことが報告されました(FBNews No.497)。「FBNews」が「GBNews」と改称する時期が近いのかもしれません。福島事故の申し子とも言うべき「D-シャトル」も活躍しています。

市民の方々との対話のなかで、シーベルト(Sv) という単位で示される実効線量や実用量の説明は大変に難しく、放射線についての理解共有を阻害し、専門家が信頼を失った要因の一つであると思います。福島事故を契機にICRP/ICRUは実用量を見直す作業に取り組んでいます。

数値で表される線量の本来の意味が正しく 理解されていない現状を多田順一郎氏が解説 しておられます(FBNews No.497)。東大に「環 境安全マネジメント学」分野を創設した飯本 武志氏が唱導する「放射線影響の理解共有に 自然科学、社会科学両方の視点が必要」に賛同する方々は大勢おられますが、異分野の専門家相互並びに市民との対話を重ねて、理解を共有し、信頼関係を回復する努力が十分なされているとは言えません。「FBNews」がその一翼を担って頂けることを期待しています。



FBNews創刊500号に寄せて



公益財団法人原子力安全研究協会 理事長 杉浦 紳之

「FBNews」が創刊500号を迎えられましたことに、心からのお祝いを申し上げます。

フイルムバッジとの出会いは30数年前のことである。卒業論文のテーマは全身カウンタに関するもので、大学院生になって初めて放射線業務従事者になった。管理区域への入館カードとフイルムバッジをもらったときの嬉しさをおぼろげながら思い出した。

その後、2つの大学で放射線取扱主任者として放射線管理の仕事に原子炉の管理を含めて長く就いた。フイルムバッジからガラスバッジへの変更がその間にあったが、記録レベルは変わらず0.1 mSvで管理されてきた。1月間の測定結果のほとんどは「X」であり、有意な測定結果は数えるほどであった。しかし、博士論文で実験を詰めて行ったり、原子炉の定期検査であったり、浴びる作業を行ったときの確かな記録が残されてきた。個人被ばく線量管理は放射線業務従事者の放射になくない基本事項であり、高けいることに改めて感謝申し上げます。

福島の事故以降、1時間毎のトレンドデー

タが測定可能なD-シャトルが開発され、住民の方が自らの行動(行き先)と被ばく線量の関係を理解するのに主に活用されている。こと数年、避難指示が解除された地域にお住まいの方のデータを読み説明している。このほど引っ越し先が決まり、家の線量がどのくらいかを知りたい方がいた。先週の土曜日午前に行ったとのことであるが、その時間帯にピークはない。もしやと思い翌日曜日のデータを見ると小さなピークがあった。行かれたのは日曜日なのではとの問いに、そうだった、そんなことまで分かるのかと関心を持って頂き、他の日にちのデータのみならず、実は…と放射線についての疑問や不安に話は広がった。

事故直後に、細田会長から「この難局に 千代田ができること、やるべきことは測ること。 何をどう測ったら良いかアイデアがあれば教 えて欲しい。」と聞かれたことを鮮明に覚え ている。多くなされたであろう測定のすべて を承知していないが、近畿大学が行った川俣 町の子どもたちのガラスバッジによる測定は、 開始された時期も早く、測定データをもとに 丁寧な説明が行われた。会長の意を汲んだ好 事例ではなかっただろうか。

千代田テクノルのますますのご発展をお祈りするとともに、本誌が放射線の安全管理と 利用の情報源として今後も号数を重ねられる ことを願っています。



FBNews創刊500号記念によせて



一般社団法人日本原子力産業協会 理事長 高橋 明男

FBNews創刊500号、おめでとうございます。

個人線量管理も今や電子線量計やガラスバッジの時代だが、「フイルムバッジ」という言葉には我々世代にとって郷愁を感じさせる響きがある。個人線量管理は原子力の仕事に携わる限り必要不可欠で「FBNews」は原子力の歴史とともに歩んできたといえる。

現在、我が国の原子力を取り巻く環境は厳しく、原子力発電への支持率は上がらず、震災後の再稼働も9基に留まっている。一方で世界を見ると原子力プラントの数は増え続けており、現在443基が運転中、63基が建設中、89基が計画中である(2018年1月1日現在)。

我が国では先ごろ第5次エネルギー基本計 画の案が公表されたが、原子力については「優 れた安定供給性と効率性を有し、運転時に温 室効果ガスを排出しない重要なベースロード 電源 | と位置づけ、「依存度については可能 な限り低減させる」と、現在の計画を踏襲し ている。しかしながら、政府が掲げる2050年 温室効果ガス80%削減は原子力の更なる活用 抜きでは見通せない。今世界で発電における 温室効果ガス排出の圧倒的な優等生はフラン スで、これは原子力発電比率が80%近いこと による。ちなみに2022年原子力発電全基停止 予定のドイツの二酸化炭素排出係数 (g-CO2/ kWh) はフランスの約10倍、原子力発電所 の再稼働が進まない日本は約12倍になってい る(2015年実績、IEA統計より計算)。

このように地球環境問題から見れば原子力の利用は欠かせないが、国民の間には安全に対する根強い不安があり継続的な安全性向上努力が求められている。また、世界では建設費の高騰などによる高コスト化が問題となっている。こうした課題に対応するため国内外でイノベーションの必要性が盛んに言われている。

原子力は社会の持続的発展に貢献できる有力なエネルギー資源であるが、今何より社会

的信頼を得ることが課題であり、そのためにもイノベーションが欠かせない。簡単なことではないが、原子力関係者は協力してこの実現に取り組まなければならない。いつの日か「FBNews」がその結果を見届けることになる。

最後に60年にわたり放射線従事者が信頼できる個人線量測定サービスを提供している(株) 千代田テクノルに対し感謝と敬意を表すると 共に益々のご発展を祈念しています。



創刊500号に寄せて



NPO法人放射線安全フォーラム 理事長 高橋 浩之

FBNews創刊500号おめでとうございます。 FBNewsは放射線安全管理総合情報誌として、 基礎的な事項から最新の動向までをカバーさ れ、放射線に関連する業務に携わっておられ る皆様には大変有用な情報誌として定着して いるものと思います。時宜を得た企画を工夫 されておられる編集委員の皆様、また、半世 紀以上の永きにわたって放射線安全管理に関 係する方々のために、このような情報の提供 を継続してこられた株式会社千代田テクノル 様には敬意の念を覚えるとともに、大変感謝 を申し上げたいと存じます。本誌には放射線 安全フォーラムの関係者からは、毎年、多く の寄稿をさせていただいており、これについ ても情報発信の機会をいただいておりますこ とに感謝を申し上げる次第でございます。福 島第一原子力発電所事故前は、放射線関連分 野は専門分野として独自の領域であったと思 いますが、現在では、多くの人々が放射線に ついてなんらかの意識をもっておられます。放 射線安全管理の専門家も、一般の方々とお話 する機会も多く、放射線管理の考え方につい てお話をされているのではないかと思います。 そこで、放射線教育に関するご経験の紹介や、 個々の専門家が一般の方々とどのようなお話 をしたらよいのかなどの情報提供も、最新の 情報の提供と並び、重要なことではないかと 思います。放射線安全フォーラムでは、この 2年間、市民公開講座を開催いたしまして、 一般の方々に向けた情報発信を行っておりま すので、そこでお招きした各講師の先生の感 じられたことなども、そのうちご紹介していた だければ、皆様にとっても有益なものとなるの ではないかと存じます。最後にFBNewsの名 称ですが、フイルムバッジの現物を見たこと のない方も多いと思いますので、時代とともに 進む意思表明とともに、FをGに一歩進め、ガ ラスバッジニュースを示すGBNewsへ展開さ れてはどうでしょうか。放射線安全フォーラム もその前身の放射線防護研究会からNPO法人 に変わりましてから、また更に発展をしている こともございます。いろいろ書かせていただき ましたが、創刊500号を迎え、今後も貴誌のま すますのご発展をお祈りしております。

FBNews創刊500号によせて

૱ૺૢ૽૱ૡૺૢ૽૾૱ૡૺૢ૽૱ૡૺૢ૽૱ૡૺૢ૽૱ૡૺૢ૽૱ૡૺૢ૽૱ૡૺૢ૽૱ૡૺૢ૽ઌ૱ૡૺૢ૽૱ૡૺૢ૽ઌૡૺૢ૽૽૱ૡૺૢ૽ઌ૱ૡૺૢ૽૱



公益社団法人日本診療放射線技師会 会長 中澤 靖夫

FBNews創刊500号、心よりお祝い申し上げます。

貴誌は1965年4月より長きにわたり放射線 安全管理に必要な科学技術情報を配信され、 放射線関連分野の発展に寄与されてきたこと

は社会的に高く評価されることです。初期の 頃より病院等医療関連施設における診療放射 線業務従事者のための放射線関連技術情報の 発信、特に放射線被ばく防護技術の情報は臨 床現場で大いに貢献してきました。また関係 法令の改定情報をいち早く掲載し、臨床業務 に役立てると共に、ICRP等の解説など放射 線安全に関する世界的な幅広い情報も客観的 に提供されております。さらに診療放射線技 師の日頃の臨床医学技術研究、研鑽の情報発 信の場としても有益な機関紙であると認識し ております。

日本診療放射線技師会(本会)は国民の健 康増進のために、医療関連団体・学会と連携 しながら、診療放射線学の研究と教育、会員 の職業倫理の高揚に努めると共に、質の高い 診療放射線技術を提供するために努力してま いりました。チーム医療を推進するために各 医療専門職種の専門性を活用しながら機能的 な業務ができるよう、特に緊急医療の現場で 読影の補助を推進すると共に、高度放射線治 療の担い手として、放射線治療における品質 管理士・医学物理士・専門放射線技師として 活躍しております。また、2011年3月11日の 東日本大震災発災後は被災者健康支援連絡協 議会と連携しながら、放射線を被ばくしたの ではないかと不安に思っている東北地域の住 民の方々に対する放射線スクリーニング作業 や、ご遺体に対する検案前の放射線サーベイ を行ってきました。このような経験から現在 では2府9県と原子力災害時の放射線被ばく 防止に関する協定を結び、定期的に訓練を 行っています。

この53年の間に、医療は飛躍的に発展してまいりました。診療放射線領域はアナログの時代からデジタルの時代となり、AI・IoT等がけん引する第4次産業革命の波及により飛躍的に医療システムが改革されようとしてい

ます。このような時代に高品質の医療技術を 提供するために、AI・IoT技術を活用できる 診療放射線技師の役割が益々重要になって来 ております。本会は、国民・医療者と協働し ながら、質の高い医療の提供に寄与すると共 に、放射線被ばく相談など国民の福祉・健康 増進のため幅広い活動を継続的に行っていく 所存です。そのため、貴誌の様々な放射線安 全関連技術情報、個人線量測定情報などは、 これからも我々診療放射線技師に大いに役立 つと考えております。

貴誌におかれましては、500号の実績を活かし今後もますます放射線安全管理の情報誌 としてさらに発展されることを期待しております。



FBNews創刊500号によせて



一般社団法人日本核医学会理事長 畑澤 順

フイルムバッジニュースの創刊500号、おめでとうございます。心からお祝い申し上げます。1965年の創刊以来、休むことなく一歩一歩、一号一号を刻んできた皆様に敬意を表します。この50数年の間、社会も放射線を取り巻く環境も大きく様変わりしました。その間、本誌は放射線安全管理に関する情報を発信し、この分野の充実・発展に貢献されてきました。あらためて感謝申し上げます。

医療の現場でも、放射線利用は大きく変貌 しつつあります。長い間ベータ線とガンマ線 を放射するヨウ素131による甲状腺疾患の治 療が行われてきました。ここ数年、ヨウ素よ りも細胞殺傷効果の大きなアルファ線核種の

利用が始まりました。²²³Raは前立腺癌の患者さんの治療に用いられています。医療現場でアルファ線核種を用いるのは初めてのことなので、病院環境の汚染、医療スタッフの被曝、廃棄物処理、帰宅後の患者さんの生活上の留意点など、配慮すべき点がたくさんあります。安全な医療体制のための教育や人材育成は日本核医学会の役割です。

昨年、第3次がん対策推進基本計画が策定され、その中に初めて「核医学治療」という言葉が記載されました。核医学治療の恩恵が広く国民に行き渡るようにしなくてはなりません。本邦では未承認の核医学治療を受けるために、たくさんの患者さんが海外の医療機関を受診していると聞いています。このような状況をなくすために、核医学診療国民会議を設立し、患者さん団体、患者さん支援団体、日本核医学会、日本アイソトープ協会、関連企業が協働して、規制当局の理解を得るための活動、広く国民の皆様に核医学診療をご理解いただく活動を開始したところです。

2017年の日本核医学会学術総会(アジアオセアニア核医学会と共催)に国際原子力機関(International Atomic Energy Agency, IAEA)の天野之弥事務局長をお招きしました。放射線科学、核科学、核医学の分野で、IAEA加盟国のために日本の高度な技術を発信していただきたいと激励いただきました。千代田テクノルのガラスバッジが国際的に認知され加盟国で利用されているそうです。

核医学の分野では、医療安全、核医学治療、 国際化、人材育成(核医学専門医、核医学専門技師、核医学診療看護師など)がキーワードになります。創刊1000号には、どのような記事が載っているのでしょうか。これまで同様、歩みを止めることなく着実に、そこにたどり着くことを願っています。

FBNews創刊500号に寄せて



一般社団法人日本放射線安全管理学会 第8期会長 松田 尚樹

私が初めて放射線を取り扱うことになった 大学4年生の時、学生実習で配布されたFB-フイルムバッジを誇らしげに白衣の胸ポケット に挿して、なんだか研究者になったかのよう な気分を楽しんでいました。長崎大では放射 線取扱主任者としてもFBを挿し、その後、現 在のガラスバッジになりました。福岡営業所 の代々の担当の方にはずいぶんお世話になっ てきました。その間、インド・タミルナドゥ州 の高自然放射線地域へガラスチップを持ち込 んで、住民の外部被ばく線量評価をしたこと は良い共同研究になりました。また、大洗で 開催されている放射線モニタリング国際ワー クショップには、毎年、留学生を連れて参加 させていただき、良い教育交流の機会になっ ています。東京電力福島第一原子力発電所事 故以降、個人モニタリングテクノロジーの社 会への貢献には大いに感心しています。さら に、日本放射線安全管理学会には、その設立 当初から多大なるご協力を賜ってきました。 学術大会では国際ワークショップのために来 日される著名な海外の先生に特別講演をお願 いし、会員の国際交流の機会を与え続けてい ただいています。本学会の運営に関わってき た者として深謝いたします。

現在、私自身は、原子力規制人材育成事業の一つとして大学等放射線施設による緊急モニタリングプラットフォーム構築のための教育研究プログラムと、文部科学省の高度医療人材養成プログラムの一つとして放射線健康

リスク科学教育プログラムに関わっています。 放射線の健全な利用推進と、いざという時の 備えは、放射線安全の両輪だと思います。そ の両輪をつなぐものは放射線ラーニングであ り、また良質のモニタリングテクノロジーに なるでしょう。まだまだこれからもお付き合 いは続きそうです。

鯛と蛸と明石焼き(地元では玉子焼き)で 有名な兵庫県の明石市に、播磨灘の穏やかな 海に面した鳥居のある古い神社があります。 そこは、私が好きな散歩道でもあります。細 田会長がこの神社の近くでお育ちになったこ とをいつの頃か知り、それ以来、この神社へ の散歩は私にとって特別な時間の一つです。 明石のキラキラ光る海を想い起しながら、お 礼の気持ちを込めて、FBNews創刊500号を 心よりお祝い申し上げます。



FBは安心のお守り



公益社団法人日本アイソトープ協会 専務理事 山下 孝

FBNews創刊500号おめでとうございます。 記念号に一言を書かせて頂き有難うございます。 私は放射線治療医として40年間、フイルム バッジ(FB)をいつも白衣の胸の中に入れ て働き、FBは私に安心をくれるお守りのよ うなものでした。

FBについて、忘れられないことを書かせていただきます。30年以上前の事です。某病院で、ある日、放射線治療医の1人が着ている白衣の左胸のポケットに付けているFBの測定値が異常に高いとの報告を受けました。

早速、調べたところ、他の医師のFBの測定 値には異常なく、被ばくしたと思われる放射 線治療医の身体的異常はありませんでした。 そこで、身体から出てきているかもしれない と、ガイガーカウンターを身体に向けるとい きなりなり始めました。そして、意外にも、 放射線は白衣の胸のポケットから出ているこ とが分かったので、ポケットを調べてみると、 なんと、患者さんに使用していた低線量率イ リジウム(半減期約74日)のシンワイヤーが 切れた状態でいくつか出てきました。慌てて、 見つけたイリジウム線源を線源格納庫に収納 した後、他にイリジウム線源が落ちていない かを調べたところ、病棟の放射線治療室と病 院のゴミ焼却場から、いくつかの線源を回収 収納することができましたが、廃棄物処理場 などの病院外では線源はありませんでした。 使用したイリジウム線源は半減期が短く、低 線量率使用だったので、6カ月以上経過した 時点で、この線源紛失事故は、捜査中止とな りました。結局、この事故の放射線被ばくに よる健康障害は誰にも起こることなく終わり ました。FBを付けていたおかげで、被ばく した本人も被ばくの早期発見で、健康被害を 受けることなく、その後も元気に過ごしてい ます。FBというお守りは、役に立つことを 実感した一件でした。

FBで被ばくを管理すれば、「放射線は怖くない」ことを確信しています。又、一方、医師として小線量を長期間放射線被ばくしたことにより、ホルミーシス効果が効いて、私は長生きしてしまうかと心配しています。

最後に、アイソトープ協会は今年1月に、放射線を扱う部所が、駒込から川崎殿町に移転しました。より安心して、RIを使っていただけるようにアイソトープ協会職員が一丸となって努めますので、どうぞよろしくお願いいたします。



1年の月の話

、。中村尚司 🏖

2012年9月2日から7日まで、私が組織委員長として奈良で開催した「第9回放射線遮蔽国際会議(ICRS-9)」の時に、会議に招待した元OECD/NEAのEnrico Sartori氏から聞いた「1年の月の話」が非常に面白くて、その後Wikipediaを見て少し追加で調べたことを加えて、コラムに書くことにしました。

現在の暦はもともと古代ローマ歴から始まっていて、この暦では1年は3月から始まり、12月までの10ヶ月として、余った日を死の季節として2分割して1月、2月としていたそうです。ユリウス暦はB.C.46年から1582年まで用いられ、その後グレゴリオ歴となり、1900年に日本に導入されました。1年は365日ですから12で割ると1月は30日となり、5日余るので30日の月と31日の月を作る必要があります。31日の月は3月、5月、7月、9月、11月と奇数月に当て、30日の月を4月、6月、8月、10月、12月として、最後に残った日を最後の2月に当てることにしていたそうです。しかしそうならなかった理由は以下に説明します。各月の意味は以下の通りです。

- **3月 (弥生) March** 1年の最初の月で、Mars (戦争と農業の神)を表す。
- **4月(卯月) April** 大地の1年の始まりで、Aperioである。
- 5月(皐月) May 繁殖・成長の神 Maia 豊穣祈願の生贄を捧げる。
- **6月 (水無月) June** ユピテルの妻 Juno (ヘラ)。
- **7月 (文月) July** Julius Caesar (ジュリアス シーザー) の誕生月
- 8月(葉月)August Octavianus Augustus(アウグストウス)の誕生月 彼はシーザーと並ぶローマの有名な皇帝で、シーザーの誕生月7月が31日あるのに、 自分の誕生月の8月が30日で少ないのはおかしいと言って、8月も31日にしたというこ とである。これが、大の月と小の月が交互にならなくなった理由である。
- **9月(長月) September** 第7の月 Septem 7 3月から 数えて7番目の月
- **10月 (神無月) Octobet** 第8の月 Oct 8 3月から数えて8番目の月
- **11月 (霜月) November** 第9の月 Novem 9 3月から数 えて9番目の月
- **12月 (師走) December** 第10の月 Decem 10 3月から 数えて10番目の月
- **1月(睦月)January** Janus ゼウス神 万物を支配する神 双頭の鷲で過去と未来を表す。陰と陽を意味する。
- **2月(如月)February** 斎戒、葬儀の意味で、最後の月、余った日を入れた。



「JIS Z 4345:2017 X・γ線及び β線用受動形個人線量計測装置並びに環境線量計測装置」に 対応したガラスリング改良のご紹介

はじめに

2017年11月20日、受動形個人線量計測装置 並びに環境線量計測装置に対し「IIS Z 4345: 2017 X・γ線及びβ線用受動形個人線量計測 装置並びに環境線量計測装置」が新規制定さ れることとなりました (FBNews No.492にも ご紹介しております)。これまで末端部の線量 計についてはIISで性能要求事項が定められて いませんでしたが、今回新たに定められまし た。以前より弊社では末端部線量計について 指に装着するガラスリングを展開しておりまし たが、これに伴い新しいIIS規格を満足するよ うガラスリングの仕様を変更することにいたし ました。現行版のガラスリングを新しいJIS規 格の規定する方法で試験したところ、2つの 項目-①エネルギー・方向特性、②側方入射 特性、について規格を満たしていないことが わかったため、フィルタを追加するなどして規

格の要求を満足するよう改良いたしました。 本稿ではガラスリングをどのように改良したか について述べさせていただきます。

現行版ガラスリングのJIS Z 4345:2017 対応状況

表1は現行版ガラスリングが新しいJISの項目ごとに対応できているかどうかの状況をまとめたものです。光子用は①エネルギー・方向特性、②側方入射特性、の2項目で満足せず、β用は①エネルギー・方向特性の1形で満足しないことが弊社の試験でわかりました。

1形と2形について

JIS Z 4345: 2017ではエネルギー・方向特性 について体幹部測定用線量計、末端部測定用 線量計1形及び末端部測定用線量計2形に分 けて性能を規定しています。これについては

表 1	現行版ガラス	.リングのJIS Z 4345 : 2017	対応表

検査項目	光子用	β用
変動係数及び直線性	0	0
オーバーロード特性, 残線量及び再使用	0	0
エネルギー・方向特性	×	2 形のみ〇
側方入射特性	×	0
線量計の温度・湿度特性	0	0
光に対する線量計の安定性	0	0
経時変化特性	0	0
リーダの安定性	0	0
耐衝撃性	0	0

「JIS Z 4345: 2017 解説」の「5 規定項目の内容」に「末端部測定用の線量計は、一般に指先に装着するため、作業性を損なわないように小型軽量の線量計が必要とされる。このため、検出素子の種類によっては、対応国際規格の性能を満足する線量計の供給は難しい。 $X \cdot \gamma$ 線、又は、 β 線のHp(0.07)のエネルギー・方向特性の最小定格範囲及び許容範囲については、対応国際規格を満足する、末端部測定用線量計 1 形及び対応国際規格外の末端部測定用線量計 2 形に分けて性能を規定した」としています。 1 形の定格範囲、許容範囲は対応国際規格(IEC 62387: 2012)を満足します

が、2形は入射角度0°以外は規定していないため国際規格を満足しないことになります。

JIS規格を満足させるための対策について

1) エネルギー・方向特性の改善

図1は現行版ガラスリングの構造を示したもの、図2は現行版ガラスリングのエネルギー・方向特性試験結果を示したものです。最小定格範囲30~250 keV、正面からの入射(入射角度0°)において60~150 keV付近でわずかに許容範囲を超えてしまいます。

そこでSnフィルタを厚くして $60\sim150$ keV付近のエネルギー応答を下げ(①)、フィルタ




図1-1 現行版ガラスリング(X・y用)の素子の構造



図1-2 現行版ガラスリング(β用)の素子の構造




図2 現行版ガラスリングのエネルギー・方向特性試験結果

表 2 X・γ線のHp(0.07)のエネルキー	・・万同特性の最小定格範囲及び許容範囲
是小学妆劵用	

最小定格範囲	許容範囲
末端部測定用線量計1形 エネルギー範囲:30keV~250keV 入射角度範囲:0°~±60°	8 keV以上 20keV未満: 0.67~2.00 20keV以上 33keV未満: 0.69~1.82 33keV以上: 0.71~1.67
末端部測定用線量計 2 形 エネルギー範囲: 30 keV~250 keV 入射角度範囲: 0°~±60°	8 keV以上 20keV未満: 0.67~2.00 20keV以上 33keV未満: 0.69~1.82 33keV以上: 0.71~1.67 入射角度 0°以外は規定しない。

表 3 β線のHp(0.07)のエネルギー・方向特性の最小定格範囲及び許容範囲

最小定格範囲	許容範囲
末端部測定用線量計1形 エネルギー範囲:0.8MeV(平均)* 入射角度範囲:0°~±60°	0.06 MeV以上0.2 MeV未満:0.67~2.00 0.2 MeV以上0.7 MeV未満:0.69~1.82 0.7 MeV以上:0.71~1.67
末端部測定用線量計 2 形 エネルギー範囲: 0.8 MeV (平均)* 入射角度範囲: 0°~±60°	0.06 MeV以上0.2 MeV未満: 0.67~2.00 0.2 MeV以上0.7 MeV未満: 0.69~1.82 0.7 MeV以上: 0.71~1.67 入射角度0°以外は規定しない。

[※]β線源は90Sr/90Yを用いることにしています。

の角穴を大きくしてガラスへの入射量を増や しました(②)。これによりエネルギー・方向 特性の改善を図ることにしました。

JISで規定しているエネルギー方向特性の内容を表2、表3に示します。

2) 側方入射特性の改善

〔試験方法〕

側方入射特性の試験方法はJISに次のよう に記載されています。 「試験は、側方からの入射が正面より大きな レスポンスを示すエネルギーについて実施する。 *β*線については、試験を省略することができる。

線量計を自由空間中に設置し、線量(H)が $H^*(10)$ として 3 mSv程度となるように $X \cdot \gamma$ 線を照射し、指示値を読み取る。

a) 第1グループ:入射角度(α) 0°でX・ y 線を照射し、指示値を読み取る。




図3 側方入射特性の試験方法

正面のスズフィルタの厚みを増す(エネルギー方向特性改善)

背面にスズフィルタを追加 (側方入射特性改善) スズフィルタ --> 蛍光ガラス --> スズフィルタ -->

図 4-1 新ガラスリングの素子の構造(X・y用)

蛍光ガラス →► プラスティックスペーサ →►

図4-2 新ガラスリングの素子の構造(β用)

b) それ以外のグループ: $a_{max} < a < 180^\circ - a_{max}$ の範囲において指示値が最大となる方向を基準として、 90° を含む 10° ステップで、各ステップで照射する線量の合計が入射角度 (a) 0° と同じ線量となるようにX・ γ 線を照射し、指示値を読み取る。各ステップで照射する線量は同一とする。」

〔許容範囲〕

この方法で試験したとき $X \cdot \gamma$ 線及び β 線 の $H_p(0.07)$ の側方入射特性の許容範囲は、入射角度範囲: $60^\circ \sim 120^\circ$ に対し、 $b)/a) \le 2$ としています。

現行版ですと、合計でわずかに許容範囲が 2倍を超えてしまいます。そこで背面にもス ズフィルタを追加して側方入射特性を許容範 囲内に収めるようにしました。

ケース形状の改良

今回、利便性の向上を図るためリングケースの形状も変更いたしました。(図5)

- 1. 本体材質は柔らかいものに変更し、着用時の抵抗感を少なくしております。
- 2. サイズ種類は1種類のみとし、様々な指のサイズに対応できます(指輪サイズ7号~30号に対応)。



図5 新ガラスリング形状

- 3. フタは本体よりも硬い材質を用い、素子 を守り脱落を防止します。
- 4. 防水性も向上しておりますので消毒もしやすくなっております。

型式・色

型式は $X \cdot \gamma$ 用: JP, JK \rightarrow JQ、 β 用: JB, JL \rightarrow JS に変更されます。

色は従来どおりバイオレット、オレンジ、グ リーン、ブルー、イエロー、ピンクの6色です。

切り替え時期

2019年4月に全数切り替え予定です。 引き続きご愛顧いただければ大変幸いです。 よろしくお願いいたします。

(線量計測技術課)

図説 量子ビーム・放射線利用 -第1回 序論-

大洗研究所 特別研究員 岡田 漱平



1. はじめに

筆者は㈱千代田テクノル社内において、「量子ビーム・放射線利用基礎講座」を開いている。その目的は、会社の業務に密接に関係している量子ビーム(この言葉の定義は後述する)のさまざまな利用について基礎知識を身につけてもらうとともに、創意工夫の力を育てることである。

そこで講座では、利用の原理から応用までを掘り下げて解説することとし、そのために図を多用することにしている。本稿は、この基礎講座の内容をアレンジし、シリーズでお伝えするもので、それゆえタイトルにも「図説」という言葉をつけた。第1回目の今回は、そもそも「量子ビーム」とは何か、なぜ役立つのか、といったイントロを述べ、次回から利用の具体例を解説していくことにする。

子線、電子線、イオンビーム等の粒子線を発生・制御する技術、および、これらを用いて高精度な加工や観察等を行う利用技術からなる「量子ビームテクノロジー」と呼ぶべき新たな技術領域が形成されてきている。』と記述されている。「量子ビーム」そのものは定義されていない。

3. 量子ビームテクノロジーと放射線

量子とは、電子や陽子などの粒子および γ 線、X線、レーザーなどの電磁波である光量子の総称である。では、量子ビームと放射線とはどこが違うのか、あるいは違わないのか。いま、上述の原子力政策大綱の記述による「量子ビームテクノロジー」の範囲と、一般的に言われている放射線(電離放射線)および非電離性の電磁波(可視光、高周波、電波

2. 「量子ビームテクノロジー」 とは

>-----

「量子ビームテクノロジー」という言葉が国の公式文書に登場したのは、平成17年10月に原子力委員会が策定した「原子力政策大綱」が最初である。そこには、『近年の技術革新により、加速器、高出力レーザー装置、研究用原子炉等の施設・設備を用いて、高強度で高品位な光量子、放射光等の電磁波や、中性




図1 量子ビームテクノロジーと放射線

など)の範囲を並べて描いてみると**図1**のようになる。

ここで、電離性と非電離性との区分の目安として量子の波長を用いた。よく知られているように量子は粒子性と波動性という二重性を持つので、粒子と電磁波を同じ土俵上で論じるのに、波長という量は便利だからである。

波長という観点から見ると、「量子ビームテクノロジー」は、「放射線」と「レーザー」の領域をカバーしていることになる。ただし、「放射線」には「放射線利用」と「放射線障害」というプラスマイナス両面があるので、効用とか用途といった観点からは、「量子ビームテクノロジー」は、このうち「放射線利用」を含んだ概念と言えそうである。

4. 量子ビームとは

では、公式的には未定義と言える「量子ビーム」とは何か。原子力政策大綱の記述に戻ると、「量子ビームテクノロジー」には、なにか大型の施設・設備を使った高度なビームの利用といったニュアンスがある。

ただ、あくまで筆者の個人的な考えであるが、時とともに言葉の意味も変わっていって 良いのではないかと思う。理由は以下の通り。

- ①『量子ビームとは放射線の高度なもの』といった趣旨の意見を目にすることがある。高度なものがあるとすれば「低度なもの」もあるわけで、これは放射線に対して失礼ではないか。
- ②科研費の申請における分類に、「量子ビーム科学」という分科名および細目名があり、キーワードには中性子や電子・陽電子と並んでガンマ線、レーザー、その他の量子ビーム、小型量子ビーム発生技術などが列挙されている。必ずしも大型の施設・設備を使った高強度・

高品位なビームが想定されているわけではない。

③赤﨑、天野両先生が2014年に青色発光ダイオードの発明によってノーベル物理学賞を受賞されたが、この発明にブレークスルーをもたらしたのが電子線照射技術であり、これに用いられたのは市販の小型電子線照射装置である。

以上のような視点に立てば、大型施設とか高強度・高品位とかいった制約をとっぱらって、量子ビームとは、たとえば『物質との相互作用を物質の観察、ものつくり、病気の診断・治療等の有益な目的に利用するため、その量や方向やエネルギー等が制御された、あるいは利用方法が工夫された量子の集まり。』といったように考えたらいかがであろうか。皆様のご議論を期待したい。

5. なぜ量子ビームは役に立つのか

いま、図2に示すように、量子の波長の大きさをフクロウの背の丈に、量子と相互作用する対象のサイズを木の高さにたとえてみる。 ●のようにフクロウが大きすぎると森は見えても木の一本一本は見えないし扱えない。一方、②のようにフクロウが小さすぎると枝




図2 量子の波長と相互作用の対象のサイズ




図3 量子ビームのはたらきの特徴

葉は見えるが木の全体を見ることはできない し手も出せない。

ちょうど❸のように両者のサイズが近ければ、木全体がよく見え、加工や手入れもできるようになる。量子ビーム利用における量子の波長は図1に示した通り10pmから100nm程度で、これは物質の原子・分子レベルのサ

イズに相当する。このため、量子ビームは、**図3**に示すように、「観る」(物質の構造や機能を原子・分子レベルで観察する)、「創る」(原子・分子レベルで物質を創製したり加工する)、「治す」(細胞レベルで治療する)というはたらきを持つことができるのである。

6. 量子ビーム・放射線の幅 広い利用

て以来、ものつくり技術を進展させてきた。 そして今、物質を原子・分子レベルあるいは 遺伝子レベルで操作する時代に入っている。

操作するためにはまず「見える」ことが必要であり、観察技術も含めて、量子ビームは時代の要請に応える必須の技術になっていると言ってよいだろう(図4)。



図4 量子ビーム・放射線のはたらきの特徴とさまざまな応用分野

平成30年度放射線安全取扱部会年次大会 (第59回放射線管理研修会)

大会のテーマを「久待扶搖萬里風 平成の終わりに」として、宮城県仙台市で開催いたします。皆様のご参加をお待ち申しあげます。

開催日:平成30年10月25日(木)、26日(金)

会 場: 仙台銀行ホール イズミティ21 (仙台市泉区泉中央 2-18-1)

仙台市地下鉄南北線泉中央駅下車すぐ

参加費: 事前登録 6,000円 当日登録 7,000円

交流会事前登録 5,000円 当日登録 6.000円

・詳しくはホームページをご確認ください。 (https://www.jrias.or.jp/annual meeting/index.html)

- ·【前 日】[10月24日(水) 9:00~18:30]
 - *プレイベント 「東京電力福島第一原子力発電所見学会1(人数に限りがあります)
- ◆【1日目】[10月25日(木)]
 - *特別講演 I 「放射線安全管理行政の動向」 斎藤雅弘 氏(原子力規制庁)
 - *シンポジウム I 「新しい放射線安全管理のフレームワーク」(仮題)
 - *特別講演 II 東北大学災害科学国際研究所 越村俊一 教授
 - *ポスター発表・相談コーナー
 - *交流会

- ◆【2日目】[10月26日(金)]
 - *シンポジウムⅡ ~平成を振り返る~福島原発事故や廃炉関連のシンポジウム

を企画中

*特別講演Ⅲ 東北大学加齢医学研究所 川島隆太 教授

*シンポジウムⅢ ~未来へ向けて~加速器関連のシンポジウムを企画中

この他に機器展示、書籍コーナーを予定しています。

【連絡先】:(公社)日本アイソトープ協会放射線安全取扱部会事務局

〒113-8941 東京都文京区本駒込2-28-45 Tel. 03-5395-8081 Fax. 03-5395-8053

E-mail gakujutsu@irias.or.jp

\$\displays\d

サービス部門からのお願い

ガラスバッジの装着について

平素より弊社のガラスバッジサービスをご利用くださいまして、誠にありがとうございます。 ガラスバッジには市販品の安全ピンやホルダー用クリップを取り付けることができます。お客様

のご利用形態に合わせて取り付け、衣服のポケットの内側などにご装着ください。

ガラスバッジのご返却時には、安全ピンやホルダー用クリップは取り外してお手元に保管してください。

なお、ガラスバッジは、本体とクリップが一体型となっていますが、万が一、クリップが本体から外れてしまった場合は、状況によりガラスバッジの交換等の対応をさせていただきますので、最寄りの営業所までご連絡をお願いいたします。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

【装着方法】 安全ピン* ホルダー用クリップ* この部分にホルダー用クリップを通してください。 **たちい。** **たちい。** **たちい。** **たちい。** **たちい。** **たちい。***

編集後記

- ●1965年の創刊号から53年を経て、本誌は創刊500号を発行することができました。ひとえにガラスバッジご利用のお客様ならびにFBNewsご愛読者様のご支援の賜と心より感謝申し上げます。
- ●今回は、500号記念として各界の先生方から記念原稿を戴くことができました。皆様からFBNewsならびにガラスバッジに対する期待がひしひしと感じられました。責任の重さを感じつつ、今後も皆様のお役に立つ情報と製品を提供したいという気持ちを新たにしています。お忙しいなか執筆いただき本当にありがとうございました。
- ●創刊号はフイルムバッジ測定開始から丸9年後に発行されました。X線用とγ線用のフイルムバッジが別に存在し、測定技術についてもまだまだ発展途上であったことが創刊号の内容からうかがえます。また、400号は2010年4月号でした。1年後に東日本大震災が発生しましたので我々にとっては、あっという間の8年間だったなと感じています。
- ●弊社大洗研究所の岡田特別研究員からは、社内で開催中の放射線利用基礎講座から掘り下げた解説を交えてシリーズで連載をさせていただきます。今後の内容にもご期待ください。
- ●JIS Z 4345:2017に対応し、改良を加えたガラスリングについて性能や構造のご紹介をさせていただきました。特性試験データや図解を多くして解りやすいように解説しています。2019年4月に全数切り替え予定です。ご利用中のお客様には改めてご案内させていただきます。
- ●中村編集委員のコラム、なぜ古代ローマ歴は3月からなの?と疑問に思いましたが、Marchから始まると考えればそれほど不自然ではないのでしょう。今号が皆様のお手元に届いているころは、猛暑が続いているのでしょうか。お体をご自愛いただくと共に、今後とも皆様方のご支援・ご指導をいただきますようお願いいたします。 (岩井 淳)

FBNews No.500

発行日/平成30年8月1日 発行人/山口和彦

編集委員/今井盟 新田浩 中村尚司 金子正人 加藤和明 青山伸 河村弘 谷口和史 岩井淳 川口桃子 小口靖弘 佐藤大介 髙橋英典 和田卓久 発行所/株式会社千代田テクノル

所在地/電113-8681 東京都文京区湯島 1 - 7 - 12 千代田御茶の水ビル電話/03-3816-5210 FAX/03-5803-4890 http://www.c-technol.co.jp/

印刷/株式会社テクノルサポートシステム