




X線用板ファントム


Blue Waterは、リニアック-X線のデイリーチェック用に水ファントムの代替として、取り扱いが容易な板ファントムです。




BLUE WATER



イオンチェンバプラグ



ファーマーチェンバタイプ



平行平板チェンバタイプ

● 新しい水等価素材

Blue Waterは光子に関して1.0%以内の水等価素材であり、不純物や空気を全く含んでいません。

この独自の素材からできているスラブは極めて強固であり、重ねたり、保存したりする場合でもお互いに貼り付くことはありません。

BLUE WATERは温度や湿度の影響を受けにくい素材です。

● チェンバプラグ構造

厚さ2cm以上のBlue waterファントムへ、平行平板イオンチェンバまたは指頭形イオンチェンバに対応する穿孔加工が可能です。各種イオンチェンバプラグを使用することで、各種イオンチェンバ用に複数のスラブを用意する必要がありません。

● BLUE WATERの規格

密度：1.09g / cm³
 厚み誤差：+ / - 0.15mm
 長さ・幅の誤差：0.5mm
 サイズ：20cm × 20cm、30cm × 30cm、
 (選択可)
 厚さ：0.2cm、0.3cm、0.5cm、1.0cm、
 2.0cm、3.0cm、4.0cm、5.0cm、
 6.0cm (選択可)

ORDERING
INFORMATION

BLUE WATER 704xx

DOC #BWP-BR-01

TECHNOL 株式会社 千代田テクノル

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2 第2ディーアイシービル6階
 Tel. 03-3252-1691 Fax. 03-5297-3863

STANDARD IMAGING