


I. Z. PORT スキンマーカー

シールタイプの“I. Z. PORT スキンマーカー”のラインは明瞭であり、患者様のセットアップ作業を容易にします。また、耐水性が高く、剥がれ難いことから、長期の治療期間も安心してご利用いただけます。



- 使いやすいカートリッジ式収納容器
- 治療終了後は剥がすだけの簡単操作
- 剥がれ難く、剥がし易い
- 長期間の貼付に安心の低刺激性の接着剤を使用
- 日常は目立たない青色ライン

IZ1003

I. Z. PORT スキンマーカー ライン (LINES)

仕様

- ・入数：150枚/箱
- ・ライン幅：1.9mm × ライン長：44.5mm
- ・シール幅：5.0mm × シール長：44.5mm



#1003 実物大

IZ1004

I. Z. PORT スキンマーカー アイソセンタ (ISOCENTERS)

仕様

- ・入数：300枚/箱
- ・ライン幅：1.9mm × ライン長：14.2mm
- ・シール寸法：14.2mm × 14.2mm



#1004 実物大


注) 改良のため、仕様、概観の一部を予告なく変更することがあります。
皮膚に異常が出た場合は直ちに使用を中止してください。

■ 詳細については、下記へお問い合わせ下さい

株式会社 千代田テクノル 医療機器営業部
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2 第2 DICビル6階
TEL:03-3252-1691 FAX:03-5297-3863

マルチモダリティマーカ―

“マルチモダリティマーカ―”は、使用者へ位置を明瞭に明示します。
各種モダリティに応じた製品ラインナップにてご提案致します。



- クリアで正確な照合ポイントを明示
- 取扱いが容易
- ディスポーザブル
- 剥がれ難く、剥がし易い



MM3002 画像誘導手術用/治療用

仕様

- ・ 100個/箱
- ・ 直径15mm×厚さ3.5mm
- ・ 中心に5mmの空洞、内側に2mmの穴（バイオプシー等に利用可能）




#3002 実物大

MM3003 放射線一般/治療用

仕様

- ・ 50個/箱
- ・ 直径15mm×厚さ3.5mm
- ・ 中心に5mmの空洞（放射性医薬品を注入可能）




#3003 実物大

MM3005 放射線一般/治療用

仕様

- ・ 50個/箱
- ・ 直径15mm×厚さ3.5mm
- ・ 中心に5mmの空洞、内側に2mmの穴（バイオプシー等に利用可能）



#3005 実物大

注) 改良のため、仕様、概観の一部を予告なく変更することがあります。
皮膚に異常が出た場合は直ちに使用を中止してください。

■ 詳細については、下記へお問い合わせ下さい

株式会社 千代田テクノル 医療機器営業部
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-16-2 第2 DICビル6階
TEL:03-3252-1691 FAX:03-5297-3863

DOC #IZI-BR-01